



Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Pill

Dosbarthwr Pilsen



Canllaw
Rhaglennu v1.0

Mae'r dosbarthwr bilsen awtomatig yn galluogi meddyginiaeth cael ei ddosbarthu yn saff ac yn ddiogel ar yr amser y bydd angen. Pan fydd y feddyginiaeth yn barod i'w gymered, mi fydd y ddyfais yn troi i ryddhau'r meddyginiaethau, ac mi fydd yn hysbysu'r defnyddwyr drwy rybudd clywadwy a gweledig.

Fydd y tabledi wedyn gallu cael eu tipio o'r ddyfais, i gael eu cymryd gan y defnyddwyr. Am ddiogelwch pellach, mae'n bosib cloi'r dosbarthwr ac mae ganddo gaead sydd yn cloi eu hun, fel bod y meddyginiaethau dim ond yn cael eu cymryd pan fydd eu hangen, yn osgoi'r risg o gymryd gormod.

All ddefnyddio'r dosbarthwr pilsen ar ben ei hun, neu yn gysylltiedig efo'r Notifier neu Lifeline, er mwyn codi rybudd os na fod y feddyginiaeth wedi ei cymered.

Cofrestru'r Pill i Notifier/Lifeline

1. Agor y caead o'r adran batri o dan y dosbarthwr
2. Sicrhewch fod y dosbarthwr wedi actifadu wrth dynnu'r strip ynysu batri
3. Ewch i mewn i fodd cofrestru ar y Notifier/Lifeline
4. Mae yna swîts o fewn yr adran batri
5. Pwyswch y swîts, mi fydd y dosbarthwr yn cofrestru efo'r Notifier/Lifeline
6. Pwyswch y swîts eto i sicrhau fod o'n hactifadu'r Notifier/Lifeline
7. Rhowch y caead adran batri yn ôl, yn sicrhau fod y swîts yn gorwedd ar draws canol y pedwar batri

Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau caeedig am sut i ffurfweddu'r Pill.