



Smart Technology,
Made to Care



**Innovative, Interoperable
Telecare Solutions**

Canllaw Cyfeirio Cyflym Vibe

we-cair.com

Cynnwys

- Tudalen 3 - Gweithrediad
- Tudalen 4 - Troi Ymlaen
- Tudalen 5 - Addasu'r Sain
- Tudalen 6 - Dewislen Ffurfweddu
- Tudalen 7 - Opsiwn 1 - Ychwanegu Synhwyrdd
- Tudalen 8 - Opsiwn 2 - Dileu Synhwyrdd
- Tudalen 9 - Opsiwn 3 - Strôb Ymlaen/I Ffwrdd
- Tudalen 10 - Opsiwn 4 - Ailosod i Opsiynau Ffatri
- Tudalen 11 - Opsiwn 5 - Troi'r Vibe I Ffwrdd
- Tudalen 12 - Opsiwn 6 - Gadael y ddewislen ffurfweddu
- Tudalen 13 - Troi i Ffwrdd
- Tudalen 14 - Modd Prawf Cerdded
- Tudalen 15 - Newid y Protocol
- Tudalen 16 - Amodau Nam
- Tudalen 17 - Batri Isel Synhwyrdd
- Tudalen 18 - Materion Batri
- Tudalen 19 - Methiant Prif Gyflenwad a Batri'r Uned yn Isel
- Tudalen 20 - Ailosod Meddal



Vibe

Gweithrediad

Mae'r Vibe yn ateb nam synhwyrdd ellir rhaglennu i greu rhybuddion lleol gweledol, clywadwy a digryno. Mae'r Vibe yn cynnwys y brif uned, pad digryno clustog a chebl pŵer.

Mae'r Vibe yn cefnogi hyd at 24 o ddyfeisiau ag yn hawdd i'w rhaglennu. Mae'r canllaw yma yn esbonio sut i gael i'r ddewislen rhaglennu, sydd wedyn yn eich arwain efo gyhoeddiadau clywadwy.



Smart Technology,
Made to Care

Vibe

Troi Ymlaen

Cysylltwch y cebl pŵer i'r mewnbwn pŵer o dan y brif uned. Mae'n nawr bosib cysylltu'r pad digryno clustog i Borth 1. Mae nawr yn bosib cysylltu'r ddyfais i'r prif bŵer.

Mi fydd y Vibe yn troi ymlaen yn awtomatig pan fydd wedi cysylltu efo pŵer ac mi fydd y LED pŵer ar du blaen y Vibe yn goleuo. Mi fydd y LED pŵer yn curo'n araf tra mae'r uned yn gwefru ag yn solid pan fydd wedi eu gwefru yn llawn.



Smart Technology,
Made to Care

Vibe

Addasu'r Sain

I newid cyfaint sain y ddyfais, pwywch y botwm 'Next' o dan y Vibe. Defnyddiwch y botwm 'Next' i fynd trwy'r opsiynau. Mi fyddwch chi yn clywed yr opsiynau "low", "medium" a "high". Pan yr ydych wedi cyrraedd eich opsiwn delfrydol, mi fydd yr uned yn aros ar y lefel sain yna.



Smart Technology,
Made to Care

Vibe

Dewislen Ffurfweddu

I fynd i'r ddewislen ffurfweddu, sicrhewch fod y ddyfais wedi troi ymlaen, a phwyswch y botwm 'Select' o dan yr uned am 5 eiliad. Ar ôl 5 eiliad mi fydd yna bîp, cewch nawr rhyddhau'r botwm ac mi fydd y Vibe yn cyhoeddi "Configuration menu, press next to continue". Pwyswch 'Next' i fynd trwy'r opsiynau.



Vibe

Opsiwn 1 - Ychwanegu Synhwyrdd

Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "Option 1 - Add Sensor. To add a sensor press select".

Os yr ydych eisiau rhaglennu synhwyrdd, pwyswch 'Select'. Mi fydd wedyn yn ofyn i chi actifadu'r synhwyrdd. Actifadu'r synhwyrdd, a dilyn y cyfarwyddiadau i ddewis y lleoliad a sain.

Pan yr ydych wedi darfod, mi fydd yr uned yn cyhoeddi "sensor registered". Mae'r ddyfais nawr wedi eu cofrestru i'r Vibe ac yn mynd yn ôl i'r ddewislen ffurfweddu. Pwyswch 'Next' i symud i'r opsiwn nesaf.



Vibe

Opsiwn 2 - Dileu Synhwyrdd

Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "Option 2 - Remove sensor. To remove a sensor press select".

Os yr ydych angen ddileu synhwyrdd, pwyswch 'Select'. Mi fydd wedyn yn ofyn i chi actifadu'r synhwyrdd. Actifadu'r synhwyrdd, mi fydd yr uned yn cyhoeddi "sensor removed". Mae'r ddyfais nawr wedi eu ddileu o'r Vibe ac mi fydd yn mynd a chi yn ôl i'r ddewislen ffurfweddu. Pwyswch 'Next' i symud i'r opsiwn nesaf.

Os na fydd unrhyw synwryddion wedi cofrestru, mi fydd yr uned yn cyhoeddi "there are no registered sensors. Please press next to move to option 3."



Vibe

Opsw'n 3 - Strôb Ymlaen/I Ffwrdd

Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "Option 3 - Strobe on/off" (yn dibynnu os mae o ymlaen neu i ffwrdd). Pwyswch 'Select' i symud rhwng opsiynau 'on' ag 'off' a phwyswch 'Next' i symud i'r opsiwn nesaf.



Vibe

Opsiwn 4 - Ailosod i Opsiynau Ffatri

Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "Option 4 - Factory reset. To reset the unit to factory settings, please follow the instructions in the programming guide".

I ailosod yr uned, pwyswch 'Select' 5 gwaith. Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "factory reset completed" ac wedyn yn symud ymlaen i opsiwn 5 o'r ddewislen ffurfweddu.



Vibe

Opsiwn 5 - Troi'r Vibe I Ffwrdd

Mi fydd y Vibe yn cyhoeddi "Option 5 - Turn the Vibe off. To turn the Vibe off, please follow the instructions in the programming guide".

I droi'r uned i ffwrdd, pwyswch 'Select' 5 gwaith. Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "shutting down, please wait". Unwaith mae'r LED ar du blaen yr uned wedi mynd i ffwrdd, mae'n bosib datgysylltu o'r prif bŵer.



Smart Technology,
Made to Care

Vibe

Opsiwn 6 - Gadael y ddewislen ffurfweddu

Mi fydd yr uned yn cyhoeddi "Option 6 - Exit configuration menu". I adael y ddewislen, pwyswch 'Select' ac mi fydd yr uned yn cyhoeddi "goodbye" ac mae'r uned nawr yn barod i gael eu defnyddio.



Vibe

Troi i Ffwrdd

Cyn troi'r Vibe i ffwrdd, ewch i'r ddewislen ffurfweddu a dewiswch Opsiwn 5.

Unwaith mae'r LED ar du blaen yr uned wedi mynd i ffwrdd, mae'r uned yn saff i ddatgysylltu.

Os mae'r Vibe wedi datgysylltu achos fod pŵer wedi torri, mi fydd yr uned yn cyhoeddi "mains power off". I stopio'r neges yma, pwyswch y botwm strôb. Pan mae'r uned yn defnyddio'r batri ac mae'r batri yn isel, mi fydd yr uned yn cyhoeddi "battery low". I stopio'r neges, pwyswch y botwm strôb. Pan mae'r uned yn ôl ymlaen, mi fydd yr Vibe yn cyhoeddi "mains power on".



Vibe

Modd Prawf Cerdded

I fynd i fodd prawf cerdded, pwyswch y botwm 'Select' am 5 eiliad ar ôl sŵn y bîp i fynd i'r ddewislen ffurfweddu, wedyn fydd yna 2 bîp ychwanegol. Ar ôl rhyddhau'r botwm 'Select' mi fydd yr uned yn cyhoeddi "walk test mode".

Mi fydd modd prawf cerdded yn actif am 60 eiliad. Ar ôl derbyn synhwyrdd sydd wedi eu cofrestru, mi fydd yna bîp a fydd y strôb yn fflachio i gadarnhau eu bod o fewn pellter gweithio. I adael modd prawf cerdded, pwyswch y botwm strôb neu adael i'r uned darfod yr amser prawf; mi fydd yna bîp isel i gadarnhau fod y prawf cerdded wedi dod i ben.



Vibe

Newid y Protocol

I gael i'r ddewislen protocol, pwyswch y botwm 'Select' am 15 eiliad tan fydd yna 3 bîp. Pan fydd y 3 bîp yn swnio, parhewch i bwysu lawr y botwm 'Select', a pwyswch a rhyddhau'r botwm 'Next' 5 gwaith. Mi fydd y Vibe yn cadarnhau'r protocol sydd wedi eu rhaglennu; gewch nawr rhyddhau'r botwm 'Select'. I newid y protocol, pwyswch 'Next' a fydd y Vibe yn cyhoeddi 'Protocol 1', 'Protocol 2', a 'Protocol 3' mewn twrn.

Protocol 1: Tunstall (Rhagosodiad)

Protocol 2: Telealarm

Protocol 3: VB

Pwyswch 'Select' pan fydd y Vibe yn cyhoeddi'r rhif protocol sydd angen. Mi fydd y Vibe yn cyhoeddi'r rhif protocol sydd wedi eu dewis ac mi fydd bîp yn cadarnhau eich bod wedi gadael y ddewislen protocol. Os nad ydych yn pwysu 'Select' mi fydd yr amser yn dod i ben a fydd yna bîp methiant yn swnio; ni fydd yna newid i'r protocol.



Vibe

Amodau Nam

Pan fydd yna nam yn bresennol, mi fydd y LED nam ambr ar du blaen y Vibe yn goleuo. Am fwy o wybodaeth am y math o nam, pwyswch y botwm 'Select' yn sydyn tra bydd y LED nam ambr yn goleuo, pan na fydd yr uned mewn defnyddiad.



Smart Technology,
Made to Care

Vibe

Batri Isel Synhwyrdd

Pan fydd synhwyrdd sydd wedi eu cofrestru efo batri isel yn cael eu hactifadu, neu yn gyrru neges batri isel, mi fydd y LED nam ambr yn goleuo. Mi fydd y LED yn parhau i oleuo nes bod y Vibe yn derbyn neges gan y synhwyrdd ar ôl i'r batri cael eu hatgyweirio, neu fod yr uned wedi cael eu hailosod. Am fwy o wybodaeth ar fath y synhwyrdd a'r ID, pwyswch y botwm 'Select' yn sydyn.



Vibe

Materion Batri

Os mae'r Vibe yn gweithredu mewn tymheredd llai na 5°C neu dros 50°C ni fydd y batri yn gwefru. O dan yr amodau yma, mi fydd y LED ambr yn goleuo. Mi fydd hefyd yn digwydd os mae'r batri efo nam neu wedi cael eu dileu. Mi fydd pwysu'r botwm 'Select' yn sydyn yn cyhoeddi "battery faulty".



Smart Technology,
Made to Care

Vibe

Methiant Prif Gyflenwad a Batri'r Uned yn Isel

Os fydd yna fethiant prif gyflenwad neu fod yr uned wedi eu datgysylltu o'r pŵer, mi fydd yn Vibe yn cyhoeddi "mains power off" yn gyfnodol. I stopio'r cyhoeddiad, pwyswch y botwm strôb. Pwysig: Cysylltwch y Vibe yn ôl i bŵer cyn gynted â phosib os mae o wedi eu datgysylltu.

Pan fydd batri'r Vibe yn mynd yn isel, mi fydd y Vibe yn cyhoeddi "battery low" yn gyfnodol. I stopio'r cyhoeddiad pwyswch y botwm strôb. Mi fydd y batri yn datgysylltu pan mae'n cyrraedd lefel rhagosodedig ac mi fydd yn cael eu gosod i fodd pŵer isel; fydd angen troi'r Vibe yn ôl ymlaen ar ôl hyn.



Vibe

Ailosod Meddal

Yn y digwyddiad annhebygol fod y Vibe yn anymatebol, pwyswch a dal lawr y botymau 'Next' a 'Select' am o leiaf 10 eiliad, nes bod y LED ar du blaen yr uned yn goleuo. Wedyn rhyddhau'r botymau ac mi fydd y Vibe yn ailosod.



Smart Technology,
Made to Care

Diolch



Smart Technology,
Made to Care

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com