



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu



Canllaw Cyfeirio Cyflym Pill+

we-cair.com

Cynnwys

- Tudalen 3 - Sut Mae'n Gweithio
- Tudalen 4 - Moddau/Opsiynau
- Tudalen 5 - Modd 'Legacy' (Rhagosodiad)
- Tudalen 6 - Modd 'Simple'
- Tudalen 7 - Modd 'Enhanced'



Pill+

Sut Mae'n Gweithio

Mae'r Pill+ yn galluogi meddyginiaeth cael ei ddsbarthu yn saff ac yn ddiogel ar yr amser y bydd angen. Pan fydd y feddyginiaeth yn barod i'w gymered, mi fydd y ddyfais yn troi i ryddhau'r meddyginiaethau, ac mi fydd yn rhybuddio'r defnyddwyr. Mi all wedyn cael ei dipio allan o'r ddyfais. Er mwyn diogelwch ychwanegol, all cloi'r dosbarthwr ac mae ganddo gaead sydd yn cau ei hun, felly dim ond pan fydd angen y feddyginiaeth mae o'n bosib cal ato.

All ddefnyddio'r Pill+ ar ben ei hun, neu yn gysylltiedig efo Notifier neu uned Teleofal er mwyn codi rhybudd os na fod y feddyginiaeth wedi ei cymered. Pan defnyddwyr efo'r Vibe neu Notifier, mae o hefyd yn gallu gadael y defnyddwyr wybod pan fydd yn amser cymryd y meddyginiaethau.

Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau Pivotell Advanced am sut i ffurfweddu'r Pill+.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Pill+

Moddau/Opsiynau

Mae'r Pill+ efo'r gallu i yrru neges radio am ddigwyddiad 'dose ready' yn ogystal â 'missed dose'. Mae hefyd yn bosib anablu/galluogi'r nodwedd hon. Pan yr ydych yn agor lid yr ardal batri o dan yr uned, mi welwch swîts sydd yn galluogi chi i raglennu'r modd/opsiynau y bydd angen. Mae manylion y moddau a sut i raglennu ar y tudalennau nesaf.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Pill+

Modd 'Legacy' (Rhagosodiad)

Mae'r modd yma yn creu neges radio 'dose missed' hanner ffordd trwy'r cyfnod dos sydd wedi eu rhaglennu i'r Pill+, yn ogystal ag ail neges 'dose missed' ar ddiwedd y cyfnod dos.

- Mae'n bosib dewis y modd hwn drwy bwysu'r botwm yn yr ardal batri 3 gwaith. Mi fydd y LED goch o fewn yr ardal batri yn fflachio unwaith yn sydyn i gadarnhau'r dewisiad.
- Unwaith fydd y modd wedi eu rhaglennu, gewch gofrestru'r Pill+ i Vibe/Notifier/uned Teleofal drwy bwysu'r botwm yn yr ardal batri pan ofynnir **unwaith**.



Pill+

Modd 'Simple'

Mae'r modd yma yn creu neges radio 'dose ready' ar gychwyn y cyfnod dos sydd wedi eu rhaglennu i'r Pill+, neges radio 'dose missed' hanner ffordd trwy'r cyfnod dos, ag ail neges 'dose missed' ar ddiwedd y cyfnod dos.

- Mae'n bosib dewis y modd hwn drwy bwysu'r botwm yn yr ardal batri 4 gwaith. Mi fydd y LED goch o fewn yr ardal batri yn fflachio unwaith am gyfnod hir i gadarnhau'r dewisiad.
- Unwaith fydd y modd wedi eu rhaglennu, gewch gofrestru'r negeseuon 'dose missed' a 'dose ready' i'r Vibe.
- I gofrestru neges 'dose missed', pwyswch y botwm yn yr ardal batri **unwaith** pan ofynnir.
- I gofrestru neges 'dose ready', pwyswch y botwm yn yr ardal batri **dwywaith** pan ofynnir.

Nodyn: Mi fydd 'dose ready' yn cynyddu'r ID trwy gynyddiad o 1



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Pill+

Modd 'Enhanced'

Mae'r modd hwn ond ar gael pan defnyddio'r Pill+ efo Vibe.

Mae'r modd yma yn creu neges radio 'dose ready' ar gychwyn y cyfnod dos sydd wedi eu rhaglennu i'r Pill+, neges radio 'dose missed' hanner ffordd trwy'r cyfnod dos, ail neges 'dose missed' ar ddiwedd y cyfnod dos, a neges 'dose taken' pan fydd meddyginiaethau yn cael eu cymryd.

- Mae'n bosib dewis y modd hwn drwy bwysu'r botwm yn yr ardal batri 5 gwaith. Mi fydd y LED goch o fewn yr ardal batri yn fflachio dwywaith am gyfnod hir i gadarnhau'r dewisiad.
- I gofrestru noddau'r modd 'enhanced' i'r Vibe, pwyswch y botwm yn yr ardal batri unwaith pan ofynnir **unwaith**.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Diolch



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com